





STABILIZATOR NADGARSTKA

7.04.

WRIST STABILIZER

BHH Mikromed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracji
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym dokumencie są własnością intelektualną firmy BHH Mikromed sp. z o.o.


BHH Mikromed Sp. z o.o. reserves the right to make changes, the design of the product may slightly differ from the picture.
All content, materials and graphic elements placed in this document are the intellectual property of BHH Mikromed Sp. z o.o.



Zestaw podstawowy z wyposażeniem


Basic set with equipment

Lp. No	sztuk w zestawie Units in set	Nazwa Description	Nr katalogowy Catalogue No
1	1	Zacisk kulisty wraz ze śrubami Round clamp with screws	900006
2	4	Nakrętka blokująca M6x0,5 Locking nut M6x0,5mm	900007
3	2	Zacisk grotowkrętów L=25mm Clamp for pins L=25mm	900008
4	1	Zacisk grotowkrętów L=40mm Clamp for pins L=40mm	900009
5	1	Klucz płaski S=10mm Flat wrench S=10mm	761030
6	1	Klucz 3 w 1 Klucz imbusowy S4mm i S6mm (do dokręcania zacisków grotowkrętów) Klucz nasadowy 2mm (do wprowadzania grotowkrętów Ø3mm) Wrench 3 in 1 Hexagonal allen key straight 4mm and 6mm (to retighten joint and internal terminals of pins) Socket wrench 2mm (for introduce pins Ø3mm)	763633
7	4	Grotowkręt samowierzący Ø3; L=60mm Pin self-drilling Ø3 L=60mm	363671
8	4	Grotowkręt samowierzący Ø4; L=80mm Pin self-drilling Ø4 L=80mm	364175



Elementy składowe zestawu podstawowego nr kat. 890006


Elements of the basic set cat. no. 890006

**Zacisk kulisty wraz ze śrubami**

Round clamp with screws

Nr katalogowy / Catalogue No


900006

**Nakrętka blokująca M6x0,5mm**

Locking nut M6x0,5mm

Nr katalogowy / Catalogue No


900007

**Zacisk grotowkrętów L=25mm**

Clamp for pins L=25mm

Nr katalogowy / Catalogue No


900008

**Zacisk grotowkrętów L=40mm**

Clamp for pins L=40mm

Nr katalogowy / Catalogue No

900009

**Grotowkręty**

Pins

Ø [mm]	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
3,0	20	60	363671
4,0	25	80	364175

Instrumentarium
Instruments

Klucz 3 w 1
Wrench 3 in 1

Wymiar [mm] Dimensions [mm]	Zastosowanie Application	Nr katalogowy Catalogue No
4	Klucz imbusowy (do dokręcania zacisków grotowkrętów) Hexagonal allen key straight (to retighten joint and internal terminals of pins)	763633
6	Klucz imbusowy (do dokręcania zacisków grotowkrętów) Hexagonal allen key straight (to retighten joint and internal terminals of pins)	
2	Klucz nasadowy 2mm (do wprowadzania grotowkrętów Ø3mm) Socket wrench 2mm (for introduce pins Ø3mm)	



Klucz płaski 10mm
Flat wrench 10mm

Wymiar [mm] Dimensions [mm]	Zastosowanie Application	Nr katalogowy Catalogue No
10	Do dokręcania nakrętek blokujących położenie zacisku z groto wkrętami For locking nuts	761030

Instrumentarium dodatkowe

Nie wchodzące w skład zestawu podstawowego nr kat. 890006

Additional instruments

Not included in the basic set with cat no 890006




Klucze imbusowe do skręcania stabilizatora
Allen wrench

Wymiar [mm] Dimensions [mm]	Zastosowanie Application	Nr katalogowy Catalogue No
4	Do dokręcania zacisków grotowkrętów For clamps	760140
6	Do dokręcania zacisku kulistego For round clamps	760160



Klucze nasadowe
Socket wrench

Wymiar [mm] Dimensions [mm]	Zastosowanie Application	Nr katalogowy / Catalogue No
2,0	Do wprowadzania grotowkrętów Ø3,0mm For pins Ø3,0mm	763625
2,5	Do wprowadzania grotowkrętów Ø3,5mm For pins Ø3,5mm	763635
3,0	Do wprowadzania grotowkrętów Ø4,0mm For pins Ø4,0mm	763641



Klucze nasadowe – automatyczne z końcówką szybkozłączną
Socket wrench – automatic with the quick coupling end


Wymiar [mm] Dimensions [mm]	Zastosowanie Application	Nr katalogowy / Catalogue No
2,0	Do wprowadzania grotowkrętów Ø3,0mm For pins Ø3,0mm	760320
2,5	Do wprowadzania grotowkrętów Ø3,5mm For pins Ø3,5mm	760325
3,0	Do wprowadzania grotowkrętów Ø4,0mm For pins Ø4,0mm	760330

Elementy dodatkowe

Nie wchodzące w skład zestawu podstawowego nr kat. 890006

Additional elements

Not included in the basic set with cat no 890006

Grotowkręty
Pins

Ø [mm]	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
3,0	25	80	363675
3,5	20	60	363722
3,5	25	80	363726
4,0	20	60	364171



BHH MIKROMED



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza; Poland

tel. /+48 / 322 610 220,
fax /+48 / 322 646 885,
www.mikromed.pl