

01.02.01

WKRETY KOMPRESYJNE

HEADLESS COMPRESSION SCREW



BHH Mikromed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracji
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym dokumencie są własnością intelektualną firmy BHH Mikromed sp. z o.o.


BHH Mikromed Sp. z o.o. reserves the right to make changes, the design of the product may slightly differ from the picture.
All content, materials and graphic elements placed in this document are the intellectual property of BHH Mikromed Sp. z o.o.



*Scaphoid, metacarpus
and head of radius bone fractures*




*Hallux valgus, metatarsus
and heel fractures*




Wkręt kompresyjny $\varnothing 2,5$ kaniulowany $\varnothing 0,9$
 Compression screw $\varnothing 2,5$ cannulated $\varnothing 0,9$

$\varnothing D$ [mm]	L [mm]	Nr kat \ Cat No Non-sterile	Nr kat \ Cat No Sterile
$\varnothing 2,5$	8	252208T	252208TS
	10	252210T	252210TS
	12	252212T	252212TS
	14	252214T	252214TS
	16	252216T	252216TS
	18	252218T	252218TS
	20	252220T	252220TS
	22	252222T	252222TS
	24	252224T	252224TS
	26	252226T	252226TS
	28	252228T	252228TS
	30	252230T	252230TS




Wkręt kompresyjny $\varnothing 3,5$ kaniulowany $\varnothing 1,2$
 Compression screw $\varnothing 3,5$ cannulated $\varnothing 1,2$

$\varnothing D$ [mm]	L [mm]	Nr kat \ Cat No Non-sterile	Nr kat \ Cat No Sterile
$\varnothing 3,5$	16	252316T	252316TS
	18	252318T	252318TS
	20	252320T	252320TS
	22	252322T	252322TS
	24	252324T	252324TS
	26	252326T	252326TS
	28	252328T	252328TS
	30	252330T	252330TS



Wkręt kompresyjny Ø4,5 kaniulowany Ø1,6
 Compression screw Ø4,5 cannulated Ø1,6

ØD [mm]	L [mm]	Nr kat \ Cat No	Nr kat \ Cat No
		Non-sterile	Sterile
Ø4,5	20	252420T	252420TS
	22	252422T	252422TS
	24	252424T	252424TS
	26	252426T	252426TS
	28	252428T	252428TS
	30	252430T	252430TS
	35	252435T	252435TS
	40	252440T	252440TS
	45	252445T	252445TS
	50	252450T	252450TS




Wkręt kompresyjny Ø7,0 kaniulowany Ø2,7
 Compression screw Ø7,0 cannulated Ø2,7

ØD [mm]	L [mm]	Nr kat \ Cat No	Nr kat \ Cat No
		Non-sterile	Sterile
Ø7,0	45	252745T	252745TS
	50	252750T	252750TS
	55	252755T	252755TS
	60	252760T	252760TS
	65	252765T	252765TS
	70	252770T	252770TS
	75	252775T	252775TS
	80	252780T	252780TS

Zestaw instrumentarium do wkrętów kompresyjnych Ø2,5 i Ø3,5

Instruments set for compression screws Ø2,5 and Ø3,5



 Instrumenty do wkrętów kompresyjnych Ø2,5
 Instruments for compression screws Ø2,5

 Instrumenty do wkrętów kompresyjnych Ø3,5
 Instruments for compression screws Ø3,5

Lp.	Nazwa elementu / Description	Nr kat Cat No	Ilość pcs	Przeznaczenie Intended use	
				Ø2,5	Ø3,5
1	Gwóźdź prowadzący Ø0,8 L-150mm Guide wire Ø0,8 L-150mm	750150	2	X	-
2	Gwóźdź prowadzący Ø1,0/M1,0 L-150mm B-10mm Guide wire Ø1,0/M1,0 L-150mm B-10mm	750155	2	-	X
3	Prowadnica ochronna z miarką dla wkrętów kompresyjnych Ø2,5 Protective guide with gauge for compression screws Ø2,5	730208	1	X	-
4	Prowadnica ochronna z miarką dla wkrętów kompresyjnych Ø3,5 Protective guide with gauge for compression screws Ø3,5	730210	1	-	X
5	Wiertło chirurgiczne Ø1,8 kaniulowane Ø1,0 L-95mm B-23mm chwyt szybkozłączny AO Surgical drill bit Ø1,8 cannulated Ø1,0 L-95mm B-23mm with AO quick-coupling	713418	1	X	-
6	Wiertło chirurgiczne Ø2,7 kaniulowane Ø1,2 L-150mm B-30mm chwyt szybkozłączny AO Surgical drill bit Ø2,7 cannulated Ø1,2 L-150mm B-30mm with AO quick-coupling	713427	1	-	X
7	Pogłębiacz dla wkrętów kompresyjnych 2,5 kaniulowany Ø0,9 Countersink for compression screws 2,5 cannulated Ø0,9	791208	1	X	-
8	Pogłębiacz dla wkrętów kompresyjnych 3,5 kaniulowany Ø1,2 Countersink for compression screws 3,5 cannulated Ø1,2	791210	1	-	X
9	Wkrętak heksagonalny S1,5 kaniulowany Ø0,9 chwyt szybkozłączny AO Hexagonal screwdriver S1,5 cannulated Ø0,9 with AO quick-coupling	078265	1	X	-
10	Wkrętak heksagonalny S2,0 kaniulowany Ø1,2 chwyt szybkozłączny AO Hexagonal screwdriver S2,0 cannulated Ø1,2 with AO quick-coupling	078270	1	-	X
11	Prowadnica ochronna z rączką Ø6,0/1,8 Protective guide with handle Ø6,0/1,8	730018	1	X	-
12	Prowadnica ochronna z rączką Ø6,0/2,7 Protective guide with handle Ø6,0/2,7	730027	1	-	X
13	Miarka długości dla wkrętów kompresyjnych Ø2,5 płaska Length gauge for compression screws Ø2,5 flat	773040	1	X	-
14	Miarka długości dla wkrętów kompresyjnych Ø3,5 płaska Length gauge for compression screws Ø3,5 flat	773045	1	-	X
15	Paleta na instrumentarium do wkrętów kompresyjnych Ø2,5 i Ø3,5 Tray for instrumentation for compression screws Ø2,5 and Ø3,5	500110	1	X	X
16	Rękojeść szybkozłączna z grzechotką Quick coupling handle with ratcheting	1RM1-C09	opcjonalnie optional	X	X
17	Uchwyt szybkozłączny mini AO Quick-coupling handle mini AO	783210	opcjonalnie optional	X	X
18	Kontener sterylizacyjny 280x130x84 Sterilization container 280x130x84	540016	opcjonalnie optional	X	X

Zestaw instrumentarium do wkrętów kompresyjnych Ø4,5 i Ø7,0

Instruments set for headless conical cannulated screw Ø4,5 and Ø7,0


*Instrumenty do wkrętów kompresyjnych Ø4,5
Instruments for headless conical cannulated screws Ø4,5*

*Instrumenty do wkrętów kompresyjnych Ø7,0
Instruments for headless conical cannulated screws Ø7,0*

Lp.	Nazwa elementu / Description	Nr kat/ Cat No	Ilość pcs	Przeznaczenie Intended use	
				Ø4,5	Ø7,0
1	Gwóźdź prowadzący Ø1,5/M1,6 L-210mm B-12mm Guide wire Ø1,5/M1,6 L-210mm B-12mm	750160	2	X	-
2	Gwóźdź prowadzący Ø2,5/M2,5 L-210mm B-15mm Guide wire Ø2,5/M2,5 L-210mm B-15mm	750165	2	-	X
3	Prowadnica ochronna z miarką dla wkrętów kompresyjnych Ø4,5 Protective guide with gauge for compression screws Ø4,5	730215	1	X	-
4	Prowadnica ochronna z miarką dla wkrętów kompresyjnych Ø7,0 Protective guide with gauge for compression screws Ø7,0	730220	1	-	X
5	Wiertło chirurgiczne Ø3,2 kaniulowane Ø1,7 L-200mm B-40mm chwyt szybkozłączny AO Surgical drill bit Ø3,2 cannulated Ø1,7 L-200mm B-40mm with AO quick-coupling	713432	1	X	-
6	Wiertło chirurgiczne Ø5,0 kaniulowane Ø2,7 L-200mm B-50mm chwyt szybkozłączny AO Surgical drill bit Ø5,0 cannulated Ø2,7 L-200mm B-50mm with AO quick-coupling	713450	1	-	X
7	Pogłębiacz dla wkrętów kompresyjnych 4,5 kaniulowany Ø1,7 Countersink for compression screws 4,5 cannulated Ø1,7	791215	1	X	-
8	Pogłębiacz dla wkrętów kompresyjnych 7,0 kaniulowany Ø2,7 Countersink for compression screws 7,0 cannulated Ø2,7	791220	1	-	X
9	Wkrętak heksagonalny S3,0 kaniulowany Ø1,7 chwyt szybkozłączny AO Hexagonal screwdriver S3,0 cannulated Ø1,7 with AO quick-coupling	078280	1	X	-
10	Wkrętak heksagonalny S4,0 kaniulowany Ø2,7 chwyt szybkozłączny AO Hexagonal screwdriver S4,0 cannulated Ø2,7 with AO quick-coupling	078290	1	-	X
11	Prowadnica ochronna z rączką Ø6,0/3,2 Protective guide with handle Ø6,0/3,2	730032	1	X	-
12	Prowadnica ochronna z rączką Ø8,0/5,0 Protective guide with handle Ø8,0/5,0	730050	1	-	X
13	Miarka długości dla wkrętów kompresyjnych Ø4,5 płaska Length gauge for compression screws Ø4,5 flat	773050	1	X	-
14	Miarka długości dla wkrętów kompresyjnych Ø7,0 płaska Length gauge for compression screws Ø7,0 flat	773055	1	-	X
15	Paleta na instrumentarium do wkrętów kompresyjnych Ø4,5 i Ø7,0 Tray for instrumentation for compression screws Ø4,5 and Ø7,0	500111	1	X	X
16	Rękojeść szybkozłączna z grzechotką Quick coupling handle with ratcheting	1RM1-C09	opcjonalnie optional	X	X
17	Uchwyt szybkozłączny mini AO Quick-coupling handle mini AO	783210	opcjonalnie optional	X	X
18	Kontener sterylizacyjny 280x130x84 Sterilization container 280x130x84	540016	opcjonalnie optional	X	X



**Wiertło chirurgiczne kaniulowane chwyt
szybkolączny AO**
Surgical drill bit cannulated with AO quick-coupling

Dla wkrętów For screws	Średnica Diameter	Nr katalogowy Catalogue No
Ø2,5mm	Ø1,8/0,9mm	713418
Ø3,5mm	Ø2,7/1,2mm	713427
Ø4,5mm	Ø3,2/1,7mm	713432
Ø7,0mm	Ø5,0/2,7mm	713450



Prowadnica ochronna z miarką
Protective guide with gauge

Dla wkrętów For screws	Ø gwoźdźa prowadzącego Ø of guide wire	Nr katalogowy Catalogue No
Ø2,5mm	Ø0,8mm	730208
Ø3,5mm	Ø1,0mm	730210
Ø4,5mm	Ø1,5mm	730215
Ø7,0mm	Ø2,5mm	730220




Gwoździe prowadzący
Guide wire

Dla wkrętów For screws	Średnica Diameter	L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
Ø2,5mm	Ø0,8	150	750150
Ø3,5mm	Ø1,0/M1	150	750155
Ø4,5mm	Ø1,5/M1,6	210	750160
Ø7,0mm	Ø2,5/M2,5	210	750165



**Wkrętak heksagonalny kaniulowany chwyt
szybkolączny AO**
Hexagonal screwdriver cannulated with AO quick-coupling

Dla wkrętów For screws	S [mm]	Ø kaniuli Cannula Ø	Nr katalogowy Catalogue No
Ø2,5mm	1,5	Ø0,9mm	078265
Ø3,5mm	2,0	Ø1,2mm	078270
Ø4,5mm	3,0	Ø1,7mm	078280
Ø7,0mm	4,0	Ø2,7mm	078290



Miarka długości płaska
Length gauge flat

Dla wkrętów For screws	Nr katalogowy Catalogue No
Ø2,5mm	773040
Ø3,5mm	773045
Ø4,5mm	773050
Ø7,0mm	773055



Prowadnica ochronna z rączką
Protective guide with handle

Dla wkrętów For screws	Wiertła Ø of drill	Nr katalogowy Catalogue No
Ø2,5mm	Ø1,8mm	730018
Ø3,5mm	Ø2,7mm	730027
Ø4,5mm	Ø3,2mm	730032
Ø7,0mm	Ø5,0mm	730050



**Pogłębiacz dla wkrętów kompresyjnych
kaniulowany**
Countersink for compression screws cannulated


Dla wkrętów For screws	Nr katalogowy Catalogue No
Ø2,5mm	791208
Ø3,5mm	791210
Ø4,5mm	791215
Ø7,0mm	791220



Rękojeść szybkozłączna z grzechotką
Quick coupling handle with ratcheting

Nr katalogowy
Catalogue No


1RM1-C09



Uchwyt szybkozłączny mini AO
Quick-coupling handle mini AO

Nr katalogowy
Catalogue No

783210



Paleta na wkręty kompresyjne Ø2,5 i Ø3,5
Tray for compression screws Ø2,5 and Ø3,5

Nr katalogowy
Catalogue No

500112



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,

ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Poland

tel. /+48 / 322 610 220,

fax /+48 / 322 646 885,

www.mikromed.pl