




BHH MIKROMED



1.03. **PŁYTKI**
PLATES




BHH Mikromed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracji
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym dokumencie są własnością intelektualną firmy BHH Mikromed sp. z o.o.

BHH Mikromed Sp. z o.o. reserves the right to make changes, the design of the product may slightly differ from the picture.
All content, materials and graphic elements placed in this document are the intellectual property of BHH Mikromed Sp. z o.o.


Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z.o.o
Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z.o.o.

PŁYTKI PROSTE / STRAIGHT PLATES




Płytką wąską 12,0x4,0mm pod wkręty Ø4,5mm
Narrow plate 12,0x4,0mm for screws Ø4,5mm

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
8	135	100842
8	145	100852
8	155	100862
8	165	100872
8	175	100882
8	185	100892
10	159	100942
10	169	100952
10	179	100962
10	189	100972
10	199	100982
10	209	100992



Płytką wąską samodociskową 12,0x4,0mm pod wkręty Ø4,5mm
Narrow plate self – compressing 12,0x4,0mm for screws Ø4,5mm

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	39	120202
3	55	120203
4	71	120204
5	87	120205
6	103	120206
7	119	120207
8	135	120208
9	151	120209
10	167	120210
11	183	120211
12	199	120212
13	215	120213
14	231	120214
15	247	120215
16	263	120216
17	279	120217
18	295	120218
19	311	120219
20	327	120220



**Płytką wąską samodociskowa 12,0x4,0mm
z ograniczonym kontaktem pod wkręty Ø4,5mm**
Narrow plate self-compressing 12,0x4,0mm
limited contact for screws Ø4,5mm


Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	39	120302
3	55	120303
4	71	120304
5	87	120305
6	103	120306
7	119	120307
8	135	120308
9	151	120309
10	167	120310
11	183	120311
12	199	120312
13	215	120313
14	231	120314
15	247	120315
16	263	120316
17	279	120317
18	295	120318
19	311	120319
20	327	120320



**Płytką szeroką samodociskowa 16,0x5,0mm
pod wkręty Ø4,5mm**

Wide plate self-compressing 16,0x5,0mm
for screws Ø4,5mm


Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
5	87	121205
6	103	121206
7	119	121207
8	135	121208
9	151	121209
10	167	121210
11	183	121211
12	199	121212
13	215	121213
14	231	121214
15	247	121215
16	263	121216
17	279	121217
18	295	121218
19	311	121219
20	327	121220



**Płytką drobną samo dociskowa 11,0x4,0mm
pod wkręty Ø3,5mm i Ø4,0mm**


Small plate self-compressing 11,0x4,0mm
for screws Ø3,5 and Ø4,0mm

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	25	125202
3	37	125203
4	49	125204
5	61	125205
6	73	125206
7	85	125207
8	97	125208
9	109	125209
10	121	125210
12	145	125212




Płytką drobną 10,0x3,0mm pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i $\varnothing 4,0\text{mm}$
 Small plate 10,0x3,0mm for screws $\varnothing 3,5\text{mm}$ and $\varnothing 4,0\text{mm}$

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
8	126	100542
8	136	100552
8	146	100562
8	156	100572
9	128	100642
9	148	100652
9	158	100662
9	168	100672
10	150	100742
10	160	100752
10	170	100762
10	180	100772




Płytką drobną samodociskowa 10,0x3,0mm pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i $\varnothing 4,0\text{mm}$
 Small plate self-compressing 10,0x3,0mm for screws $\varnothing 3,5\text{mm}$ and $\varnothing 4,0\text{mm}$

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	26	125402
3	38	125403
4	50	125404
5	62	125405
6	74	125406
7	86	125407
8	98	125408
10	122	125410
12	146	125412




Płytką małą samodociskowa 10,0x2,5mm
z ograniczonym kontaktem pod wkręty $\varnothing 3,5$ i $\varnothing 4,0$ mm
 Small plate self-compressing 10,0x2,5mm
 limited contact for screws $\varnothing 3,5$ mm and $\varnothing 4,0$ mm

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	25	124202
3	37	124203
4	49	124204
5	61	124205
6	73	124206
7	85	124207
8	97	124208
9	109	124209
10	121	124210
12	145	124212




Płytką prostą 8,0x2,5mm pod wkręty $\varnothing 2,7$ mm
 Straight plate 8,0x2,5mm for screws $\varnothing 2,7$ mm

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
7	90	100232
7	100	100242
7	110	100252
7	120	100262
8	100	100332
8	110	100342
8	120	100352
8	130	100362
9	110	100432
9	120	100442
9	130	100452
9	140	100462




Płytką drobną samodociskowa 8,0x2,0mm pod wkręty \varnothing 2,7mm
 Small plate self-compressing 8,0x2,0mm for screws \varnothing 2,7mm

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	20	122702
3	28	122703
4	36	122704
5	44	122705
6	52	122706




Płytką drobną samodociskowa 8,0x2,0mm pod wkręty \varnothing 2,0mm
 Small plate self-compressing 8,0x2,0mm for screws \varnothing 2,0mm

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	20	122202
4	36	122204
6	52	122206
8	68	122208
10	84	122210
12	100	122212
14	116	122214
16	132	122216




Płytką drobną 5,0x1,0mm pod wkręty \varnothing 2,0mm
 Small plate 5,0x1,0mm for screws \varnothing 2,0mm

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	9	111002
3	13	111003
4	17	111004
5	21	111005
6	25	111006
7	29	111007
8	33	111008




Płytką drobna 5,0mmxg 20otw. pod wkręty \varnothing 2,0mm
Small plate 5,0mmxg 20 holes for screws \varnothing 2,0mm

g [mm]	Nr katalogowy / Cat No
1,5	111200
2,0	111201




Płytką drobna samodociskowa 5,0x1,5mm dla wkrętów \varnothing 2,0mm
Small plate self-compressing 5,0x1,5mm for screws \varnothing 2,0mm

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	17	122102
3	22	122103
4	27	122104
5	32	122105
6	37	122106
7	42	122107
8	47	122108
9	52	122109
10	57	122110
12	67	122112
14	77	122114
16	87	122116




Płytką drobna 3,8mmxg 20otw. pod wkręty \varnothing 1,5mm
Small plate 3,8mmxg 20 holes for screws \varnothing 1,5mm

g [mm]	Nr katalogowy / Cat No
1,0	111150
1,5	111151




Płytką drobna 5,0x1,0mm pod wkręty \varnothing 1,5mm
 Small plate 5,0x1,0mm for screws \varnothing 1,5mm

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	9	111102
3	13	111103
4	17	111104
5	21	111105
6	25	111106
7	29	111107
8	33	111108
9	37	111109
10	41	111110




Płytką rynnowa drobna 1/4 5,0x1,0 pod wkręty \varnothing 2,0mm
 Tubular small plate 1/4 5,0x1,0 for screws \varnothing 2,0mm


Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
3	17	110103
4	23	110104
5	29	110105
6	35	110106
7	41	110107
8	47	110108
9	53	110109
10	59	110110
11	65	110111

Płytką rynnowa 1/3 z otworami pod wkręty $\varnothing 2,7\text{mm}$ Tubular plate 1/3 for screws $\varnothing 2,7\text{mm}$


Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	25	115012
3	37	115013
4	49	115014
5	61	115015
6	73	115016
7	85	115017
8	97	115018
9	109	115019
10	121	115020

Płytką rynnowa drobna 1/4 pod wkręty $\varnothing 2,7\text{mm}$ Tubular plate small 1/4 for screws $\varnothing 2,7\text{mm}$

Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
3	23	110003
4	31	110004
5	39	110005
6	47	110006
7	55	110007
8	63	110008
9	71	110009
10	79	110010

Płytką rynnowa 1/3 pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i $\varnothing 4,0\text{mm}$ Tubular plate 1/3 for screws $\varnothing 3,5\text{mm}$ and $\varnothing 4,0\text{mm}$


Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	25	115002
3	37	115003
4	49	115004
5	61	115005
6	73	115006
7	85	115007
8	97	115008
9	109	115009
10	121	115010



Płytko rynnowa 1/2 pod wkręty Ø4,5mm
Tubular plate 1/2 for screws Ø4,5mm


Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	39	104002
3	55	104003
4	71	104004
5	87	104005
6	103	104006
7	119	104007
8	135	104008
9	151	104009
10	167	104010

PŁYTKI KSZTAŁTOWE/ SHAPED PLATES




Płytko T – 3,8mmxg pod wkręty Ø1,5mm
T plate – 3,8mmxg for screws Ø1,5mm

	Otwory Holes	L [mm]	g [mm]	Nr katalogowy / Cat No
	3/9	49	1,0	198193
	4/9			198194
	2/9			198195
	2/8	44	1,5	198196
			1,0	198197
			1,5	198199




Płytką T – mini pod wkręty Ø1,5mm
T plate – mini for screws Ø1,5mm

	Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
	2/1	11	197153
	2/2	17	197154
	2/3	23	197155
	2/4	29	197156
	2/5	35	197177
	2/6	41	197178
	2/7	47	197179
	2/8	53	197180




Płytką T – mini pod wkręty Ø2,0mm
T plate – mini for screws Ø2,0mm

	Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
	2/1	11	197149
	2/2	17	197150
	2/3	23	197151
	2/4	29	197152
	2/5	35	197167
	2/6	41	197168
	2/7	47	197169
	2/8	53	197170




Płytką T – 5,0mmxg pod wkręty Ø2,0mm
T plate – 5,0mmxg for screws Ø2,0mm

	Otworki / Holes	L [mm]	g [mm]	Nr katalogowy / Cat No
	3/9	50	1,2	198093
	4/9			198094




Płytkę T – 7,0x1,5mm pod wkręty Ø2,7mm
T plate – 7,0x1,5mm for screws Ø2,7mm

	Otwory / Hoels	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
	3/9	80	198293
	4/9		198294




Płytkę T pod wkręty Ø3,5mm i Ø4,0mm
T plate for screws Ø3,5mm and Ø4,0mm

Rozkład otworów / Alignment of holes							Otwory / Hoels	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
	R	R	-	-	-	-	3/2	32	198202
	R	A	R	-	-	-	3/3	48	198203
	R	A	R	R	-	-	3/4	58	198204
	R	A	R	R	R	-	3/5	68	198205
	R	A	R	R	R	R	3/6	78	198206




Płytkę T pod wkręty Ø4,5mm
T plate for screws Ø4,5mm

Rozkład otworów / Alignment of holes												Otwory Holes	L [mm]	Nr katalogowy Cat No	
	R	A	R	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	69	198403	
	R	A	R	R	-	-	-	-	-	-	-	2/4	85	198404	
	R	A	R	R	R	-	-	-	-	-	-	2/5	101	198405	
	R	A	R	R	R	R	-	-	-	-	-	2/6	117	198406	
	R	A	R	R	R	R	R	-	-	-	-	2/7	133	198407	
	R	A	R	R	R	R	R	R	-	-	-	2/8	149	198408	
	R	A	R	R	R	R	R	R	R	-	-	2/9	165	198409	
	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R	-	2/10	181	198410	
	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	-	2/11	197	198411
	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	2/12	213	198412




Płytkę L mini prosta pod wkręty Ø2,0mm
L plate mini straight for screws Ø2,0mm

		Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
Prawa Right		2/1	11	197104
		2/2	17	197114
		2/3	23	197144
		2/4	29	197184
		2/5	35	197194
		2/6	41	197214
		2/7	47	197224
		2/8	53	197274
		2/9	59	197284
		2/10	65	197294
Lewa Left		2/1	11	197105
		2/2	17	197115
		2/3	23	197145
		2/4	29	197185
		2/5	35	197195
		2/6	41	197205
		2/7	47	197275
		2/8	53	197285
		2/9	59	197295
		2/10	65	197315




Płytkę L mini ukośną pod wkręty Ø2,0mm
L plate mini oblique for screws Ø2,0mm

		Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
Prawa Right		2/1	13	197163
		2/2	19	197164
		2/3	25	197165
		2/4	31	197166
Lewa Left		2/1	13	197173
		2/2	19	197174
		2/3	25	197175
		2/4	31	197176



Płytko obojczykowa górna typu S pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i $\varnothing 4,0\text{mm}$
Clavicular plate S for screws $\varnothing 3,5\text{mm}$ and $\varnothing 4,0\text{mm}$


Rozkład otworów / Alignment of holes									Otwory / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
Prawa Right	F	G	F	-	F	G	F	-	6	82	197246
	F	G	F	F	-	F	G	F	7	96	197247
	F	G	F	F	F	G	G	F	8	109	197248



Płytko obojczykowa hakowa pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i $\varnothing 4\text{mm}$
Clavicular hook plate for screw $\varnothing 3,5\text{mm}$ and $\varnothing 4,0\text{mm}$


		Otwory / Holes	L [mm]	H [mm]	Nr katalogowy / Cat No		
Prawa Right		3	58	10	197542		
			58	12	197544		
		4	68	10	197546		
			68	12	197548		
		5	77	10	197550		
			77	12	197552		
		6	87	10	197554		
			87	12	197556		
		7	97	10	197558		
			97	12	197560		
		8	106	10	197562		
			106	12	197564		
		Lewa Left		3	58	10	197541
					58	12	197543
4	68			10	197545		
	68			12	197547		
5	77			10	197549		
	77			12	197551		
6	87			10	197553		
	87			12	197555		
7	97			10	197557		
	97			12	197559		
8	106			10	197561		
	106			12	197563		

PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE/ RECONSTRUCTION PLATES




Płytką rekonstrukcyjną 4,0x1,0mm mikro pod wkręty \varnothing 1,5mm
Reconstruction plate 4,0x1,0mm micro for screws \varnothing 1,5mm

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
4	16	010062
6	24	010064
8	32	010066
10	40	010068
12	48	010070
14	56	010072
16	64	010074
18	72	010076
20	80	010078
22	88	010080
24	96	010082
26	104	010084



Płytką rekonstrukcyjną 5,0x1;0mm pod wkręty \varnothing 2,0mm
Reconstruction plate 5,0x1,0mm for screws \varnothing 2,0mm

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
4	21	010024
5	26	010025
6	31	010026
7	36	010027
8	41	010028
9	46	010029
10	51	010030
11	56	010031
12	61	010032
13	66	010033
14	71	010034
15	76	010035
16	81	010036
17	86	010037
18	91	010038
19	96	010039
20	101	010087
22	111	010088
24	121	010089
26	131	010090




Płytką rekonstrukcyjną 8,0x2,0mm pod wkręty \varnothing 2,7mm
Reconstruction plate 8,0x2,0mm for screws \varnothing 2,7mm

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	16	010092
3	24	010093
4	32	010094
5	40	010095
6	48	010096
7	56	010097
8	64	010098
9	72	010099
10	80	010100
12	96	010101
14	112	010102
16	128	010103
18	144	010104
20	160	010105




Płytką rekonstrukcyjną 10,0x2,0mm pod wkręty \varnothing 3,5 i \varnothing 4,0mm
Reconstruction plate 10,0x2,0mm for screws \varnothing 3,5mm and \varnothing 4,0mm

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	22	010040
3	34	010041
4	46	010042
5	58	010043
6	70	010044
8	94	010046
10	118	010048
12	142	010050
14	166	010052
16	190	010054
18	214	010056
20	238	010058




Płytki rekonstrukcyjna 10,0x2,5mm prosta pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i $\varnothing 4,0\text{mm}$
 Reconstruction plate 10,0x2,5mm straight for screws $\varnothing 3,5\text{mm}$ and $\varnothing 4,0\text{mm}$

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
5	58	010005
6	70	010006
7	82	010007
8	94	010008
9	106	010009
10	118	010010
11	130	010011
12	142	010012
13	154	010013
14	166	010014
15	178	010015
16	190	010016
17	202	010017
18	214	010018
19	226	010019
20	238	010020
21	250	010021
22	262	010022




Płytki rekonstrukcyjna cienka pod wkręty $\varnothing 4,5\text{mm}$
 Reconstruction plate thin for screws $\varnothing 4,5\text{mm}$

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
4	59	162104
6	91	162106
8	123	162108
10	155	162110
12	187	162112
14	219	162114
16	251	162116
18	283	162118



Płytką rekonstrukcyjną pod wkręty $\varnothing 4,5\text{mm}$
 Reconstruction plate for screws $\varnothing 4,5\text{mm}$

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
2	27	160102
3	43	160103
4	59	160104
5	75	160105
6	91	160106
7	107	160107
8	123	160108
10	155	160110
12	187	160112
14	219	160114
16	251	160116
18	283	160118



Płytką rekonstrukcyjną wygiętą pod wkręty $\varnothing 4,0\text{mm}$
 Reconstruction plate curved for screws $\varnothing 4,5\text{mm}$

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Cat No
6	70	010106
8	93	010108
10	114	010110
12	134	010112
14	153	010114
16	169	010116
18	183	010118



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,

ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Poland

tel. /+48 / 322 610 220,

fax /+48 / 322 646 885,

www.mikromed.pl