

6.01. REKONSTRUKCJA LEJKOWATEJ KLATKI PIERSIOWEJ
FUNNEL CHEST RECONSTRUCTION




BHH Mikromed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracji
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym dokumencie są własnością intelektualną firmy BHH Mikromed sp. z o.o.

BHH Mikromed Sp. z o.o. reserves the right to make changes, the design of the product may slightly differ from the picture.
All content, materials and graphic elements placed in this document are the intellectual property of BHH Mikromed Sp. z o.o.



Poprzeczka do płytek rekonstrukcyjnych
Cross bar for reconstruction plates

Zakres stosowania For use with the following reconstruction plates	Nr katalogowy Catalogue No
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=11 g=2,5	790570
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=14 g=2,5	790571
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=16 g=2,5	790572
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=16 g=3,5	790573
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=16 g=4,5	790574
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=16 g=6	790575



Płytki rekonstrukcyjna mostka
Reconstruction plate for the funnel chest reconstruction

L [mm]	Grubość Thickness [mm]	S [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
120	2,2	11	168312
130	2,2	11	168313
140	2,5	11	168314
150	2,5	11	168315
160	2,5	11	168316
170	2,5	11	168317
180	2,5	11	168318
200	2,5	11	168320
220	2,5	11	168322
240	2,5	11	168324
160	2,5	14	168416
170	2,5	14	168417
180	2,5	14	168418
200	2,5	14	168420
220	2,5	14	168422
240	2,5	14	168424



Płytki rekonstrukcyjna mostka

Reconstruction plate for the funnel chest reconstruction S=16

L [mm]	Grubość Thickness [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
180	2,5	168018
200	2,5	168020
220	2,5	168022
240	2,5	168024
260	2,5	168026
280	2,5	168028
290	2,5	168029
300	2,5	168030
320	2,5	168032
340	2,5	168034
360	2,5	168036
380	2,5	168038
400	2,5	168040
420	2,5	168042
440	2,5	168044
340	3,5	168134
360	3,5	168136
380	3,5	168138
400	3,5	168140
410	3,5	168141
420	3,5	168142
440	3,5	168144
460	3,5	168146
480	3,5	168148
440	4,5	168244
460	4,5	168246
480	4,5	168248



Płytki rekonstrukcyjna mostka

Reconstruction plate for the funnel chest reconstruction S=16

L [mm]	Grubość Thickness [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
180	3	168058
190	3	168059
200	3	168060
210	3	168061
220	3	168062
230	3	168063
240	3	168064
250	3	168065
260	3	168066
270	3	168067
280	3	168068
290	3	168069
300	3	168070
310	3	168071
320	3	168072
330	3	168073
340	3	168074
350	3	168075
360	3	168076
370	3	168077
380	3	168078
390	3	168079
400	3	168080
410	3	168081
420	3	168082
430	3	168083
440	3	168084
450	3	168085
460	3	168086
470	3	168087
480	3	168088

Instrumentarium

Instruments




Doginak płytek do rekonstrukcji mostka

Bending iron for reconstruction plates

Zakres stosowania For use with the following reconstruction plates	Nr katalogowy Catalogue No
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=11 g=2,5	790560
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=14-16 g=2,5-3,5	790561
Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate s=16 g=4,5	790562

UWAGA: Na jeden komplet narzędzi przypadają 2 sztuki doginaków o tym samym nr. katalogowym
 NOTE: One instruments set includes two pieces of bending irons with the same catalogue number.



Klem kierunkowy


Awl direction for the funnel chest reconstruction

L [mm]	Lc [mm]	G [mm]	H [mm]	S [mm]	Zakres stosowania For use with the following reconstruction plates	Nr katalogowy / Catalogue No
150	325	2,5	25	11	Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate L=160-200	790590/1
250	425	4,5	37	11	Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate L=220-320	790590/2
350	525	4,5	45	11	Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate L=340-480	790590/3
360	535	4,5	66	11	Płytki rekonstrukcyjne do mostka Reconstruction plate L=340-480	790590/6



Uniwersalna miara płytek rekonstrukcyjnych mostka
 Universal length gauge

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
400	770800
480	770801



Miara do płytek rekonstrukcyjnych mostka
 Length gauge for funnel chest reconstruction

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
120	770812
130	770813
140	770814
150	770815
160	770816
170	770817
180	770818
200	770820
220	770822
240	770824
260	770826
280	770828
300	770830
320	770832
340	770834
360	770836
380	770838
400	770840
410	770841
420	770842
440	770844
460	770846
480	770848



Klucz imbusowy 5 wygięty
 Allen wrench 5mm curved

Nr katalogowy Catalogue No
760151



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,

ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Poland

tel. /+48 / 322 610 220,

fax /+48 / 322 646 885,

www.mikromed.pl