

STABILIZATOR PŁYTKOWY ZESPOL

7.01.

ZESPOL PLATE STABILIZER


Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z.o.o.)

STABILIZATOR PŁYTKOWY ZESPOL / ZESPOL PLATE STABILIZER

Revision 02

03 November 2025

 0197

Płytki / Plates


Płytką samodociskowa wąska ZESPOL mikro
Narrow plate self-compressing ZESPOL micro

Otwory / Holes	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
2	8	16	123402
2	16	24	123502
4	8	32	123404
4	16	40	123504
6	16	56	123406
6	32	72	123506

Płytką ZESPOL mini samodociskowa 11 x 4mm
Plate ZESPOL mini self-compress 11 x 4 mm


Otwory / Holes	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
4	32	78	122404
4	48	94	122504
5	32	94	122405
5	48	110	122505
6	32	110	122406
6	48	126	122506
6	64	142	122606

Płytką samodociskowa szeroka ZESPOL
Wide plate self-compressing ZESPOL



Otwory / Holes	A [mm]	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
4	32	82	121404
4	48	98	121504
5	32	98	121405
5	48	114	121505
6	32	114	121406
6	48	130	121506
6	64	146	121606
6	80	162	121706
8	32	146	121408
8	48	162	121508
8	64	178	121608
8	80	194	121708


Wkręty kostne / Bone screws

Wkręt do kości korowej ZESPOL mini Ø4,0mm
Cortex screw ZESPOL mini Ø4,0mm


L	 Samogwintujące Self-tapping	
	G=6,5mm	G=11mm
12	251412	251612
14	251414	251614
16	251416	251616
18	251418	251618
20	251420	251620
22	251422	251622
24	251424	251624
26	251426	251626
28	251428	251628
30	251430	251630
32	251432	251632
34	251434	251634
36	251436	251636
38	251438	251638
40	251440	251640


Wkręt do kości korowej ZESPOL mini Ø4,5mm
Cortex screw ZESPOL mini Ø4,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No	
	 Niesamogwintujące Non self-tapping	 Samogwintujące Self-tapping
	G=6,5mm	G=11mm
20	202420	212620
22	202422	212622
24	202424	212624
26	202426	212626
28	202428	212628
30	202430	212630
32	202432	212632
34	202434	212634
36	202436	212636
38	202438	212638
40	202440	212640
42	202442	212642
44	202444	212644
46	202446	212646
48	202448	212648
50	202450	212650



Wkręt do kości korowej ZESPOL standard Ø4,5mm
Cortex screw ZESPOL standard Ø4,5mm


L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No	
	 Niesamogwintujące Non self-tapping	
	G=7,5mm	G=12mm
20	200420	
22	200422	
24	200424	200624
26	200426	200626
28	200428	200628
30	200430	200630
32	200432	200632
34	200434	200634
36	200436	200636
38	200438	200638
40	200440	200640
42	200442	200642
44	200444	200644
46	200446	200646
48	200448	200648
50	200450	200650
52	200452	
54	200454	
55	200455	
56	200456	
58	200458	
60	200460	
65	200465	
70	200470	
75	200475	



Wkręt do kości korowej ZESPOL standard Ø4,5mm


Cortex screw ZESPOL standard Ø4,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
24	210424
26	210426
28	210428
30	210430
32	210432
34	210434
36	210436
38	210438
40	210440
42	210442
44	210444
46	210446
48	210448
50	210450
52	210452
54	210454
55	210455
56	210456
58	210458
60	210460
62	210462
65	210465
70	210470
75	210475




Wkręt do kości korowej ZESPOL standard Ø5,0mm
Cortex screw ZESPOL standard Ø5,0mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No		
	Niesamogwintujący Non self-tapping		Samogwintujący Self-tapping
	G=7,5mm	G=12mm	G=7,5mm
30	201430	201630	211430
35	201435	201635	211435
40	201440	201640	211440
45	201445	201645	211445
50	201450	201650	211450
55	201455	201655	211455
60	201460	201660	211460
65	201465	201665	211465
70	201470	201670	211470
75	201475	201675	211475
80	201480	201680	211480




Wkręt do kości drobnych ZESPOL mikro Ø2,7mm
Screw for small bones ZESPOL micro Ø2,7mm


L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No		
	Niesamogwintujący Non self-tapping		Samogwintujący Self-tapping
	G=4,5mm	G=6,2mm	G=4,5mm
8	221408	221608	231408
10	221410	221610	231410
12	221412	221612	231412
14	221414	221614	231414
16	221416	221616	231416
18	221418	221618	231418
20	221420	221620	231420
22	221422	221622	231422
24	221424	221624	231424




Wkręt do kości drobnych ZESPOL mikro Ø3,5mm
Screw for small bones ZESPOL micro Ø3,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No	
	G=4,5mm	G=6,2mm
	 Niesamogwintujący Non self-tapping	
		224608
10	224410	224610
12	224412	224612
14	224414	224614
16	224416	224616
18	224418	224618
20	224420	224620
22	224422	224622
24	224424	224624
26	224426	224626
28	224428	224628
30	224430	224630
32	224432	224632
34	224434	224634


Wkręt do kości gąbczastej ZESPOL Ø6,5mm
Cancellous screw ZESPOL Ø6,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	 Niesamogwintujący Non self-tapping		 Samogwintujący Self-tapping	
	G=7,5mm	G=12mm	G=7,5mm	G=12mm
30	270430	270630	275430	275630
35	270435	270635	275435	275635
40	270440	270640	275440	275640
45	270445	270645	275445	275645
50	270450	270650	275450	275650
55	270455	270655	275455	275655
60	270460	270660	275460	275660
65	270465	270665	275465	275665
70	270470	270670	275470	275670
75	270475	270675	275475	275675
80	270480	270680	275480	275680
85	270485	270685	275485	275685
90	270490	270690	275490	275690
95	270495	270695	275495	275695
100	270500	270700	275500	275700


Nakrętka do wkrętów M3 – M5
Nut for screw M3 – M5

Zastosowanie Application	G [mm]	S [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
			SS
ZESPOL mikro	M3	4,5	290430
ZESPOL mini	M4	6,8	290440
ZESPOL standard	M5	8,0	290450



Łącznik M3 – M5
Connector M3 – M5

Zastosowanie Application	G [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
ZESPOL mikro	M3	291630
ZESPOL mini	M4	291640
ZESPOL standard	M5	291650

ZESPOL STANDARD I MINI



Zestaw wkrętów ZESPOL standard i mini nr kat. 820040
Set of screws ZESPOL standard and mini cat. no. 820040

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500002
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500055
Uchwyt / Holder	1	791020
Wkręty / Screws	489	-
Łączniki / Connectors	5	-
Nakrętki / Nuts	510	-

Wkręty do kości korowej / Cortex screws STANDARD		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / Screws M5/ Ø 4,5mm L=24-50mm G=7,5mm	po / per 8	200424 - 200450
Wkręty / Screws M5/ Ø 5,0mm L=30-50mm G=7,5mm	po / per 8	201430 - 201450
Wkręty / Screws M5/ Ø 5,0mm L=55-80mm G=7,5mm	po / per 6	201455 - 201480
Wkręty / Screws M5/ Ø 5,0mm L=30-80mm G=12mm	po / per 3	201630 - 201680

Wkręty do kości gąbczastej / Cancellous screws - STANDARD		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / Screws M5/ Ø 6,5mm L=30-50mm G=7,5mm	po / per 8	270430 - 270450
Wkręty / Screws M5/ Ø 6,5mm L=55-70mm G=7,5mm	po / per 3	270455 - 270470

Wkręty udowe / Femoral screws		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / Screws M5/ Ø 8,0mm L=55-80mm G=7,5mm	po / per 3	280455 - 280480

Wkręty do kości korowej / Cortex screws MINI		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / screws M4/ Ø 4,5mm L=20-50mm G=6,5mm	po / per 6	202420 - 202450

Łącznik / Connector STANDARD		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Łącznik / Connector M5	5	291650

Nakrętka / Nut STANDARD AND MINI		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Nakrętki / Nuts M5 STANDARD	320	290450
Nakrętki / Nuts M4 MINI	190	290440



ZESTAW płytek ZESPOL standard i mini nr kat. 812040
Set of plates ZESPOL standard and mini cat. no. 812040

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500001
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500051
Płytki / Plates	87	-

Płytki samodociskowe szerokie / Wide plate self-compressing - STANDARD		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytki szeroka samodocisk. 4 otw. L=82mm Wide plate self-compressing 4 holes L=82mm	4	121404
Płytki szeroka samodocisk. 4 otw. L=98mm Wide plate self-compressing 4 holes L=98mm	4	121504
Płytki szeroka samodocisk. 5 otw. L=98mm Wide plate self-compressing 5 holes L=98mm	4	121405
Płytki szeroka samodocisk. 5 otw. L=114mm Wide plate self-compressing 5 holes L=114mm	4	121505
Płytki szeroka samodocisk. 6 otw. L=114mm Wide plate self-compressing 6 holes L=114mm	4	121406
Płytki szeroka samodocisk. 6 otw. L=130mm Wide plate self-compressing 6 holes L=130mm	4	121506
Płytki szeroka samodocisk. 6 otw. L=146mm Wide plate self-compressing 6 holes L=146mm	4	121606
Płytki szeroka samodocisk. 6 otw. L=162mm Wide plate self-compressing 6 holes L=162mm	4	121706
Płytki szeroka samodocisk. 8 otw. L=146mm Wide plate self-compressing 8 holes L=146mm	4	121408
Płytki szeroka samodocisk. 8 otw. L=162mm Wide plate self-compressing 8 holes L=162mm	4	121508
Płytki szeroka samodocisk. 8 otw. L=178mm Wide plate self-compressing 8 holes L=178mm	4	121608
Płytki szeroka samodocisk. 8 otw. L=194mm Wide plate self-compressing 8 holes L=194mm	4	121708

Płytki wąskie samodociskowe mini / Narrow plates self-compressing mini		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytką wąską samodoc. mini 4 otw. L= 78mm Narrow plate self-comm. 4 holes mini L=78mm	4	122404
Płytką wąską samodoc. 4 otw. mini L= 94mm Narrow plate self-comm.. 4 holes mini L=94mm	4	122504
Płytką wąską samodoc. 5 otw. mini L= 94mm Narrow plate self-comm. 5 holes mini L=94mm	4	122405
Płytką wąską samodoc. 5 otw. mini L= 110mm Narrow plate self-comm. 5 holes mini L=110mm	4	122505
Płytką wąską samodoc. 6 otw. mini L= 110mm Narrow plate self-comm.. 6 holes mini L=110mm	4	122406
Płytką wąską samodoc. 6 otw. mini L= 126mm Narrow plate self-comm. 6 holes mini L=126mm	4	122506
Płytką wąską samodoc. 6 otw. mini L= 142mm Narrow plate self-comm. 6 holes mini L=142mm	4	122606


Instrumentarium ZESPOL standard i mini nr kat. 872040

Set of instruments ZESPOL standard and mini cat. no. 872040

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	2	500001
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500055
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500155
Instrumenty / Instruments	31	-

Instrumenty / Instruments		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Prowadnica kostkowa/ Block guide	1	751020
Wiertło / Drill Ø 2,7x150mm	1	711027
Wiertło / Drill Ø 3,2x150mm	1	711032
Wiertło / DrillØ 4,7x150mm	1	711037
Wiertła / Drill Ø 4,7x160mm	1	711047
Gwintownik / Tap Ø 4,0x1,75mm	1	720040
Gwintownik / Tap Ø 4,5x1,75mm	1	720045
Gwintownik / TapØ 5,0x2,75mm	1	720050
Gwintownik / Tap Ø 6,5x2,75mm	1	720065
Gwintownik / Tap Ø 8,0x2,75mm	1	720080
Oslona gwintownika Ø 3,5mm / Tap sleeves Ø 3,5mm	1	730035
Oslona gwintownika Ø 4,0mm / Tap sleeves Ø 4,0mm	1	730040
Oslona gwintownika Ø 4,5mm / Tap sleeves Ø 4,5mm	1	730045
Oslona gwintownika Ø 5,0mm / Tap sleeves Ø 5,0mm	1	730050
Oslona gwintownika Ø 6,5mm / Tap sleeves Ø 6,5mm	1	730065
Oslona gwintownika Ø 8,0mm / Tap sleeves Ø 8,0mm	1	730080
Miarka głębokości / Depth gauge L=90mm	1	770020
Przymiar / Gauge	1	770000
Miarka do wkrętów / Rule for screws	1	770030
Klucz płaski / Flat spanner	1	760030
Uchwyt / Holder	1	791020
Klucz uniwersalny – standard / Spanner	1	760000
Klucz z pokrętką standard / Spanner with handle -standard	1	761020
Klucz uniwersalny – mini / Spanner - mini	1	761000
Klucz z pokrętką – mini / Spanner with handle - mini	1	760020
Klucz maszynowy / Nut spanner	1	761050
Klucz maszynowy mini / Nut spanner - mini	1	760050
Płyta montażowa 7 otworowa / Fitting plate 7 holes	1	751007
Płyta montażowa 11 otworowa / Fitting plate 11 holes	1	751011
Płyta montażowa 15 otworowa / Fitting plate 15 holes	1	751015
Płyta montażowa 19 otworowa / Fitting plate 19 holes	1	751019

ZESPOL DO KOŚCI DROBNYCH MIKRO / ZESPOL FOR SMALL BONES MICRO



Zestaw implantów ZESPOL mikro nr kat. 824041
Set of implants ZESPOL micro cat. no. 824041

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500001
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500052
Uchwyt / Holder	1	790020
Wkręty / Screws	198	-
Łączniki / Connectors	22	-
Nakrętki / Nuts	230	-
Płytki / Plates	18	-

Wkręty do kości drobnych / Screws for small bones		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Wkręty / Screws M3/ Ø 2,7 L=8-24mm	po / per 6	221408 - 221424
Wkręty / Screws M3/ Ø 2,7 L=8-24mm	po / per 3	221608 - 221624
Wkręty / Screws M3/ Ø 3,5 L=10-34mm	po / per 6	224410 - 224434
Wkręty / Screws M3/ Ø 3,5 L=10-34mm	po / per 3	224610 - 224634

Łączniki i nakrętki MIKRO / Connectors and nuts MICRO		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Łącznik M3 / Connector M3	22	291630
Nakrętki M3 / Nuts M3	230	290430

Płytki do kości drobnych mikro / Plates for small bones micro		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Płytki do kości drobnych 2 otw. L=16, 24mm	po / per 3	123402; 123502
plytki 4 otworowe L=32, 40mm	po / per 3	123404; 123504
plytki 6 otworowe L=56, 72mm	po / per 3	123406; 123506

Instrumentarium ZESPOL mikro nr kat.**871040**

Set of Instruments ZESPOL mikro cat. no.

871040

Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Pojemnik / Container	1	500001
Paleta sterylizacyjna Tray sterilization	1	500054
Instrumenty / Instruments	11	-

Instrumenty / Instruments		
Nazwa / Description	Sztuki Pieces	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
Prowadnica kostkowa – mikro Blocks guide - micro	1	750020
Wiertło Ø 2,0mm Drill Ø 2,0mm	1	711020
Gwintownik Ø 2,7x1,0mm Tap Ø 2,7x1,0mm	1	720027
Gwintownik Ø 3,5x1,75mm Tap Ø 3,5x1,75mm	1	721035
Oslona gwintownika Ø 2,7mm Tap sleeve Ø 2,7mm	1	730027

Oslona gwintownika Ø 3,5mm Tap sleeve Ø 3,5mm	1	730035
Miarka głębokości L=50mm Depth gauge L=50mm	1	771020
Miarka do wkrętów Rule for screws	1	771030
Przymiar Gauge	1	770005
Klucz uniwersalny – mikro Universal spanner - micro	1	760010
Penseta Forceps	1	790020



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,

ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Poland

tel. /+48 / 322 610 220,

fax /+48 / 322 646 885,

www.mikromed.pl